

Bahnhofstrasse 110
 CH - 8001 Zürich

Telefon: 044 225 41 41
 Telefax: 044 225 41 42
 www.hautzone.ch



MAM Epilation LuxY

Hauttyp	Zone	Energie [J/cm ²]	Pulslänge [ms]
Verwendung von kurzen Pulsen			
I–II	Gesicht, Körper	21 – 31	20
III		23 – 27	20
IV		17 – 21	40

Hauttyp	Zone	Energie [J/cm ²]	Pulslänge [ms]
Verwendung von langen Pulsen			
I–II	Gesicht, Körper	30 – 40	100
III		25 – 35	100
IV		20 – 30	100
V		10 – 20	100

Bemerkungen:

- je dunkler die Haut -je länger die Pulse
- kurze Pulse sind besser bei hellen- und Flaumhaaren (z.B. 15ms)
- wenn die Pulse verlängert werden darf die Energie erhöht werden
- bei schwieriger Indikation kann zuerst ein Durchgang mit 100ms gemacht werden und dann in der selben Sitzung ein Durchgang mit 20ms.
- Längere Pulsdauern sind immer sicherer auf dunkler Haut – Frische Bräune (Sonnenbank, Ferien usw.) verlangt eine Reduktion der Fluence um 20 %
- Blonde or red in color Lighter skin types

- 2 pass approach
 - 100 ms followed by 20 ms
 - Fluences
 - 1st pass at 100 ms – to pain threshold and tissue tolerance – up to 65 j/cm²
 - 2nd pass at 20 ms at 36 j/cm² increasing fluence on subsequent treatments up to 44 j/cm²
- Treatment plan of 8 sessions at 8 week intervals