

Bahnhofstrasse 110
CH - 8001 Zürich

Telefon: 044 225 41 41
Telefax: 044 225 41 42
www.hautzone.ch



MAM Pigmentierte Läsionen LuxY

Hauttyp	Zone	Energie (J/cm ²)	Pulslänge [ms]
Verwendung von kurzen Pulsen			
I–III	Gesicht, Anne, Körper	23–27	15
IV		17–31	20
		19–33	40
I–II	Brust, Nacken, Beine, Hände	23–27	15
		17–27	15
		15–31	20

Hauttyp	Zone	Energie [J/cm ²]	Pulslänge [ms]	
Verwendung von langen Pulsen				
I–III	Gesicht, Arme, Körper	30–40	100	
IV		24–34	100	
IV		30–35	200	
I–III	Brust, Nacken, Beine, Hände	24–30	100	
		IV	20–26	100
		IV	25–30	200

Bemerkungen:

- je dunkler die Haut -je länger die Pulse
- kurze Pulse sind besser bei hellen- und Flaumhaaren (z.B. 15ms)
- wenn die Pulse verlängert werden darf die Energie erhöht werden
- bei schwieriger Indikation kann zuerst ein Durchgang mit 20ms gemacht werden und dann in der selben Sitzung ein Durchgang mit 100ms.