

Bahnhofstrasse 110
 CH - 8001 Zürich

Telefon: 044 225 41 41
 Telefax: 044 225 41 42
 www.hautzone.ch



MAM Vaskulär Läsionen LuxG

Hauttyp	Zone	Energie [J/cm ²]	Pulslänge [ms]
Gesicht			
IV	Gefässe im Gesicht, > 0.3mm	30–42	20
		I–II	20
		III	20
I–III	Gefässe im Gesicht, < 0.3mm	28–36	10
IV		22–28	10
I–III	Sehr feine Gefässe (diffuse)	17–22	5 100
I–II	Blaue Gefässe im Gesicht	46–60	100
III		36–48	

Hauttyp	Zone	Energie [J/cm ²]	Pulslänge
ausserhalb Gesicht			
I–II	Rote Brust & Nacken Gefässe	26–36	20
I–II	wenn sehr fein	24–30	10
III	Rote Brust & Nackengefässe	22–32	20
III	wenn sehr fein	22–28	10
IV	Rote Brust & Nacken Gefässe	22–28	20

Bemerkungen:

- je dunkler die „gesunde“ Haut -je länger die Pulse
- wenn die Pulse verlängert werden, darfauch die Energie erhöht werden
- feine Gefäße reagieren besser auf kurze Pulse
- je tiefer (bläulicher) das Gefäß -je länger die Pulse
- nur sehr kurz vorkühlen
- keine EMLA-Creme verwenden
- niemals zu stark mit dem Handteil aufdrücken. Sonst werden die Gefäße „ausgedrückt“!
- **Tip:** SpiderVeins:
 - Beim 1. Puls leicht drücken um oberflächige Gefäße „wegzudrücken“
 - um besser in die Tiefe zu kommen z.B. $34\text{J}/\text{cm}^2$ - 20ms
 - Beim 2. Puls kein Druck für die Behandlung dieser oberflächigen
 - Gefäße z.B. $26\text{J}/\text{cm}^2$ - 10ms